



КСС
СТОМАТОЛОГИЯ

ПРЕЙСКУРАНТ



Профессиональная гигиена полости рта

Наименование Варианта	Время мин.	Цена руб.	Свойства	Преимущества
1. Оптимум «Комфорт»	70	2690		
Работа <ul style="list-style-type: none"> Удаление зубных отложений Полировка Аппликация Материалы <ul style="list-style-type: none"> Air flow Медикаменты <ul style="list-style-type: none"> Relife 		1800 400 490	1. Удаление зубного налета ультразвуком. 2. Полировка поверхности зубов аппаратом Air flow. 3. Аппликация лекарственного препарата	насыщение зубов минералами и фтором. Повышается устойчивость к кариесу. Уменьшаются неприятные ощущения после процедуры.
2. Базис «Эстетика и гигиена»	60	2200		
Работа Материалы <ul style="list-style-type: none"> Air flow 		1800 400	1. Удаление зубного налета ультразвуком. 2. Полировка поверхности зубов аппаратом Air flow.	В несколько раз замедляется образование нового зубного налета. Зубы становятся на два тона белее, а лицо моложе.
3. Эконом «Гигиена»	30	1400		
Работа			При помощи ультразвука удаляется зубной налет. Удаляется очаг инфекции.	Снижение риска заболевания зубов и десен на 30%. Устранение неприятного запаха изо рта.

Лечение поверхностного кариеса

Лечение без использования бормашины	Время мин.	Цена руб.	Свойства	Преимущества
1.Лечение с препаратом ICON	20	900		
<p>Работа</p> <p>Материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> •Препарат ICON (Германия) 		<p>250</p> <p>650</p>	<p>Технология ICON позволяет лечить кариес без боли и сверления зубов бормашиной.</p>	<p>Останавливает развитие кариозного процесса и дальнейшее разрушение зуба (при условии, что кариес был вовремя замечен врачом стоматологом на приеме) Процесс лечения кариеса материалами ICON проходит без боли, без анестезии и нарушения целостности зубной ткани – препарирования бормашиной.</p>

Лечение кариеса

Наименование Варианта	Время мин.	Цена руб.	Свойства	Преимущества
1. Оптимум «Эстетика и долговечность»	60	2990		Гарантия 5 лет*
Работа 60 мин. <ul style="list-style-type: none"> • Анестезия двухэтапная • Обработка полости • Установка пломбы • Шлифовка, полировка пломбы Материалы <ul style="list-style-type: none"> • Пломба Gradia (Япония) • Раббердам Медикаменты <ul style="list-style-type: none"> • Ультракаин (Франция) 		550 2180 60 200	1.Используется двухэтапная анестезия, 2. Нанокompозитная пломба, идеально соответствующая цвету зуба и восстанавливающая правильную форму	1. Уменьшаются болезненные ощущения во время укола. 2.Двойная защита зуба от дальнейшего развития кариеса. 3. Идеальное соответствие цвету и форме зуба. 4. Низкая вероятность развития кариеса
2. Базис «Функциональность и прочность»	60	2500		Гарантия 3 года*
Работа Материалы <ul style="list-style-type: none"> • Пломба Filtek (США) • Раббердам Медикаменты <ul style="list-style-type: none"> • Ультракаин (Франция) 		550 1690 60 200	Пломбирочный материал позволяет эффективно восстановить форму зуба. Удовлетворительные механические свойства и способность выдерживать жевательную нагрузку.	Соответствие цвета реставрации и цвета естественного зуба 2.Воссоздание правильной формы зуба. 3.Низкая вероятность развития кариеса
3. Эконом «Устранение дефекта»	60	1510		Гарантия 1 год*
Работа Материалы <ul style="list-style-type: none"> • Пломба ДентЛайт (Россия) • Раббердам Медикаменты <ul style="list-style-type: none"> • Артикаин (Россия) 		550 790 60 110	Пломба обладает прочностью, но эффективна лишь в ограниченных сферах применения: для небольших пломб или для пломбирования молочных зубов.	Вы избавитесь от кариеса и от боли при минимальных затратах.

* При соблюдении условий, указанных в положении о гарантиях

Лечение пульпита, периодонтита 1-й этап (лечение канала одноканального зуба)

Наименование варианта	Цена (руб.)	Особенности	Выгода
1. Оптимум «Комфорт и уверенность»	3990		Успех в 99% случаев, даже при лечении зубов с узкими, искривленными каналами. Гарантия 5 лет*
<i>1 визит:</i> 45-60 мин -двухэтапная анестезия -удаление нерва - обработка каналов -закладка в каналы лекарства -временная пломба	1700	Обработка каналов роторными инструментами позволяет: <ul style="list-style-type: none"> • тщательно удалить инфекцию из канала • выполнить работу в 2 раза быстрее • практически исключить вероятность сепарации инструмента в канале 	Использование системы термафил позволяет сократить время лечения, что создает дополнительный комфорт для пациента.
<i>2 визит:</i> 20- 30мин -снятие временной пломбы -мед обработка каналов -постоянная пломбировка каналов системой «Термафил» -временная пломба	2290	Размягченная гуттаперча, вводимая под давлением в канал на носителе, полностью заполняет весь объем корневого канала, включая его ответвления. При пломбировке врач четко контролирует глубину введения стержня, что позволяет точно запломбировать канал до верхушки. Пластичность носителя дает возможность пломбирования даже сильно искривлённых корневых каналов.	При необходимости повторного лечения или подготовки корневого канала под штифтовую конструкцию (восстановление культевой вкладкой) Термафил несложно удалить из корневого канала.
2. Базис «Надежность и долговечность»	<u>3250</u>		Успех в 95% случаев. Гарантия 3 года*
<i>1 визит:</i> 45-60 мин -двухэтапная анестезия -удаление нерва - обработка каналов -закладка в каналы лекарства -временная пломба	1400	Обработка каналов роторными инструментами позволяет: <ul style="list-style-type: none"> • тщательно удалить инфекцию из канала • выполнить работу в 2 раза быстрее • практически исключить вероятность отлома инструмента в канале 	Лечение комфортное (быстрее)

ПРЕЙСКУРАНТ



<p>2 визит: 45- 60мин</p> <ul style="list-style-type: none"> -снятие временной пломбы -мед обработка каналов -постоянная пломбировка каналов -временная пломба 	1850	Пломбировка всех каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи, позволяет обеспечить хорошую герметичность.	Минимальный риск развития вторичной инфекции Если в пролеченном зубе возникает вторичная инфекция, перелечивание или протезирование зуба осуществляется за наш счет
3. «Эконом»	2300		Удачное лечение в 85% случаев Гарантия 1 год*
<p>1 визит 60 -90 мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> - анестезия -удаление нерва - обработка каналов -закладка в каналы лекарства -временная пломба 	1000	<p>Ручная обработка каналов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Есть вероятность сепарации инструмента в канале • При работе с ручными инструментами невозможно создать идеально правильной формы канала для пломбировки, а соответственно и самой пломбировки, что со временем может вызвать развитие инфекции 	
<p>2 визит 45-60 мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> снятие временной пломбы -мед обработка каналов -постоянная пломбировка каналов -временная пломба 	1300	Пломбировка каналов гуттаперчей	
<p>Дополнительные манипуляции</p> <ul style="list-style-type: none"> - распломбировка корневого канала - извлечение инструмента 	490 1200		

Для расчета стоимости лечения многоканальных зубов применяется повышающий коэффициент 2к*1.5; 3к*2; 4к*2.5

Для депульпирования по ортопедическим показаниям применяется понижающий коэффициент -1.5

Восстановление зуба керамической коронкой

Наименование Варианта	Срок изготовления	Цена руб.	Свойства	Преимущества
1. Оптимум «Красота и здоровье»	10 дней	14000		Гарантия 5 лет*
<p>Работа Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония</p> <p>Материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Керамическая масса «Noritake Cerabien» (Япония) • Каркас- диоксид циркония 			<p>Не содержит металлических сплавов. Каркас из диоксида циркония имеет белый цвет и обладает светопроницающей способностью подобно тканям зуба. Обладает меньшей толщиной, по сравнению с металлокерамической коронкой.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Минимальная препаровка зуба. 2. Возможность протезирования без удаления нерва. 3. Великолепная эстетика (полная иллюзия настоящего зуба, отсутствие серого металлического оттенка). 4. Низкий риск развития кариеса под коронкой и пародонтита.
2. Базис «Эстетика и долговечность»	7 дней	6900		Гарантия 3 года*
<p>Работа Металлокерамическая коронка с плечом</p> <p>Материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Керамическая масса «Сeramco 3» (США) • Каркас- сплав никель- хром 		<p>550 1690 60 200</p>	<p>Материал каркаса не подвергается коррозии, биоинертен. Плечевая масса маскирует край коронки и предотвращает просвечивание металлического каркаса.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оптимальное соотношение цена- качество. 2. Высокая эстетика. 3. Отсутствует окисление и минимум аллергических реакций. 4. Не происходит потемнения десны по краю коронки.
3. Эконом «Экономичность и надежность»	7 дней	6100		Гарантия 1 год*
<p>Работа Металлокерамическая коронка</p> <p>Материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Керамическая масса «Ультропалин» (Россия) • Каркас- сплав кобальт-хром 			<p>Каркас из кобальто- хромового сплава соединяет в себе экономичность и прочность. Керамическая масса «Ультропалин» позволяет изготавливать прочные и надежные протезы.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удовлетворительные эстетические качества. 2. Продолжительный срок службы, даже не в самых благоприятных для керамики условиях.

Для расчета стоимости изготовления керамической коронки на имплантат применяется повышающий коэффициент *2,5

Восстановление зуба металлической коронкой

Наименование Варианта	Срок изготовления	Цена руб.	Свойства	Преимущества
1. Оптимум «Прочность и долговечность»	7 дней	3500		Гарантия 3 года*
<p>Работа</p> <ul style="list-style-type: none"> • Препарирование зуба • Снятие двухслойного оттиска • Фиксация коронки <p>Материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Силиконовая масса «Speedex» (Швейцария) • Цемент «Fuji» (Япония) • Сплав «Wironium extra hard» (Германия) 			Изготавливаются методом литья по индивидуальному слепку на модели из гипса высокого класса. Состоит из сплава кобальта и хрома. Толщина коронки 1,5-2мм.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создается правильная форма зуба, что позволяет восстановить жевательную эффективность на 100%. 2. Идеально прилегает к шейке зуба, что исключает случаи попадания под коронку слюны, остатков пищи и возникновения воспалительных процессов. 3. Не меняет форму, не стирается. 4. Срок службы до 10 лет.
2. Эконом	14 дней	1900		Гарантия 1 год*
<p>Работа</p> <ul style="list-style-type: none"> • Препарирование зуба • Снятие оттиска • Фиксация коронки <p>Материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Альгинатная масса «Orthoprint» (Италия) • Цемент «Уницем» (Россия) • Сталь (Россия) 			Изготавливается методом штамповки из стандартной стальной гильзы. Толщина коронки 0,3 мм.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование отечественных материалов обуславливает низкую стоимость конструкции. 2. Простота изготовления. 3. Восстановление жевательной эффективности на 60%. 4. Срок службы 4-5 лет.

* При соблюдении условий, указанных в положении о гарантиях

Наименование Варианта	Срок изготовления	Цена руб.	Свойства	Преимущества
1. Премиум «Комфорт»	10 дней	16500		Гарантия 3 года*
Вид протеза Бюгельный протез			Представляет собой дугообразный металлический каркас, на котором находится пластиковая основа, повторяющая форму десны, а поверх основы размещаются искусственные зубы.	Практически не закрывает нёбо, не меняет вкусовые качества пищи, не влияет на дикцию. Не требует длительной адаптации.
2. Оптимум «Долговечность и безопасность»	10 дней	14000		Гарантия 3 года*
Вид протеза Ацеталовый протез			Ацетал- это жесткая и легкая пластмасса, из которой изготавливается каркас и кламмера протеза. Она подбирается по цвету под свои естественные зубы.	Этот вид протеза сохраняет все положительные свойства бюгельных + ацеталовые кламмера не видны при разговоре и улыбке. Абсолютно безвреден для организма. Не вызывает аллергических реакций.
3. Базис «Эстет»	10 дней	20000		Гарантия 2 года*
Вид протеза Нейлоновый протез			Материал, из которого выполнен базис протеза эластичный и мягкий, соответствует цвету слизистой оболочки полости рта. Фиксирующие элементы протеза опираются на десну.	Гипоаллергенный. Не заметный при разговоре и улыбке.
4. Эконом «Доступность и простота»	7 дней	7500		Гарантия 1 год*
Вид протеза Частичный съёмный пластиночный протез			Наиболее доступные съемные ортопедические конструкции, которые может предложить современная стоматология. Протез состоит из пластмассовой основы (базиса розового цвета), на котором располагаются трехслойные акриловые зубы.	Короткий срок изготовления. Легки в обслуживании. Этот вид протезов можно чинить и делать перебазировку.

* При соблюдении условий, указанных в положении о гарантиях

Полные съемные протезы

Наименование Варианта	Срок изготовления	Цена руб.	Свойства	Преимущества
1. Премиум «Комфорт»	10 дней	18000		Гарантия 5 лет*
<p>Вид протеза Литой протез</p> <p>Работа</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снятие анатомического оттиска • Снятие функционального оттиска • Определение прикуса • Примерка воскового шаблона будущего протеза • Наложение протеза 			Базис этого протеза отливается из металла, он покрытый акриловым базисным слоем, на который устанавливаются искусственные зубы. Этот прочный металлический каркас выгодно отличает литой протез от множества аналогичных конструкций из различных пластиков	Металлический каркас позволяет технику отказаться от укрепления пластмассового слоя за счет утолщения, что, в свою очередь, существенно уменьшает объем конструкции и ее вес. Поэтому этот протез является самым прочным и наиболее удобным протезом среди полных съемных конструкций.
2. Оптимум «Долговечность и безопасность»	10 дней	14000		Гарантия 3 года*
<p>Вид протеза Термопластичный безмономерный протез</p> <p>Работа</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снятие анатомического оттиска • Снятие функционального оттиска • Определение прикуса • Примерка воскового шаблона будущего протеза • Наложение протеза 			Материал, из которого выполнен базис протеза, является высокопрочным полужестким полиамидом. Он обладает отличным динамическим сопротивлением, очень высокой химической инертностью, очень высокой прочностью к слому вызванному нагрузкам.	Протез отличается повышенной прочностью по сравнению с пластмассовыми протезами. Является абсолютно безвредным для организма. Не вызывает аллергических реакций.

3. Базис «Эстет»	10 дней	10500	<p>Благодаря примерке воскового шаблона пациент имеет возможность оценить внешний вид будущего протеза, а также откорректировать цвет, размер и форму зубов в протезе.</p>	<p>Гарантия 1 год*</p> <p>Хорошая эстетика с учетом пожеланий пациента.</p>
4. Эконом «Доступность и простота»	7 дней	7500	<p>Наиболее доступные съемные ортопедические конструкции, которые может предложить современная стоматология. Протез состоит из пластмассовой основы (базиса розового цвета), на котором располагаются трехслойные акриловые зубы.</p>	<p>Гарантия 1 год*</p> <p>Этот вид протезов можно чинить и делать перебазировку. По относительно невысокой цене можно получить достаточно хороший результат.</p>

* При соблюдении условий, указанных в положении о гарантиях

Прочие услуги

1. Анестезия - 220 р.
2. Коррекция десневого края, в области 1 зуба - 500 р.
3. Повторная обработка 1 канала - 200 р.
4. Повторная замена метапекса в 1 канале - 220 р.
5. Извлечение инструмента, анкерного штифта, стекловолоконного штифта - 1200 р.
6. Временная пломба - 150 р.
7. Девит - 200 р.
8. Снятие зубных отложений в области 1 зуба - 150 р.
9. Аппликация реминерализующего средства для снятия чувствительности зубов (1 зуб) - 50 р.
10. Отбеливание 1 челюсть - 5500 р.
11. Внутриканальное отбеливание - 2000 р.
12. Составление плана лечения больным с заболеванием слизистой оболочки полости рта - 500 р.
13. Шинирование 1 челюсть - 20000 р.
14. Культевая вкладка - 2000 р.
15. Коронка временная (лабораторный метод) - 1600 р.
16. Временная коронка - 400 р.
17. Косметическая пластинка (до 3-х зубов) - 300 р.
18. Винир керамический - 14000 р.
19. Коррекция протеза, изготовленного в других учреждениях - 300 р.
20. Фиксация старой коронки - 350 р.
21. Изготовление диагностической модели - 600 р.
22. Напыление 1 единица - 200 р.
23. Приварка зуба, починка, перенос кламера 1 шт. - 750 р.
24. Капа боксерская - 5500 р.
25. Снятие коронки штампованной - 300 р.
26. Снятие коронки металлокерамической - 350 р.
27. Снятие коронки литой - 450 р.

